






## Версии аппарата АСА-01.3 СМАРТ

				
<b>Версии комплектации аппарата АСА-01.3 СМАРТ</b>	<b>Базовая</b>	<b>Стандартная</b>	<b>Функциональная</b>	<b>Максимальная</b>
Аппарат сухой солевой аэрозольтерапии групповой дозирующий АСА-01.3	есть	есть	есть	есть
Система HALOCONTROL® <sup>1</sup>	есть	есть	есть	есть
Индикатор концентрации	есть	есть	есть	есть
Узел автозагрузки	опция	есть	есть	есть
Перемешиватель <sup>2</sup>	опция	опция	есть	—
Многофункциональная панель <sup>3</sup>	опция	опция	опция	есть
Дистанционное управление (wi-fi-роутер и планшетный компьютер)	опция	опция	опция	есть
Размещение	внутреннее/внешнее	внутреннее/внешнее	внешнее	внешнее

- Опции оплачиваются дополнительно.
- Есть возможность выбрать комплектацию с беспроводным индикатором концентрации (без изменения стоимости).
- Есть возможность выбрать версию аппарата indoor (только для версий Базовая и Стандартная) – устанавливается в лечебном помещении, не требует наличия операторской. (без изменения стоимости).
- Гарантийный срок на галогенератор – 24 месяца при вводе в эксплуатацию авторизованным представителем.
- Доставка в стоимость не включена.

<sup>1</sup>Система HALOCONTROL<sup>®</sup> – эффективное управление солевым аэрозолем, сеансом галотерапии, сервис и информационная поддержка (память о проведённых сеансах и их параметрах – для контроля отпуска процедур и сервисных действий; контекстные подсказки оператору; функция «Помощь/Справка» и многое другое).

<sup>2-3</sup>Перемешиватель и многофункциональная панель устанавливаются только при внешнем размещении аппарата. То есть, на версию indoor их установка невозможна.

Подробности на <https://www.aeromed.biz/catalog/galosmart/>